



BETTER AG


Top quality at manufacturer prices

COVID-19 quick test for professional use

With integrated buffer solution



Listed for EU-wide acceptance in the "EU-common list" of the European Commission - Directorate General for Health and Food Safety Common List of COVID-19 Antigen Rapid Tests



The result is visible after 15-20 minutes.

Sensitivity	96.77%
Specificity	100%
Result after	15 - 20 Minutes
Packing	25 pcs per box



Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd



Green Spring® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

Instructions for Use

REF GF102B1L Rev. 7.1

English

Rapid test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigen. For professional use.

INTENDED USE

The Green Spring® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is intended for the rapid qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen in human saliva, nasal, nasopharyngeal or oropharyngeal swab samples. The results are used for the detection of SARS-CoV-2 antigen. The antigen is generally detectable in upper respiratory tract samples during the acute phase of infections. Positive results do not exclude bacterial infection or co-infection with other viruses. The pathogen detected may not be the sole cause of the disease.

Negative results should be treated as suspected cases and confirmed with a molecular assay. Negative results should be considered in the context of a patient's recent exposures, history and presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19. The test should only be performed by trained medical personnel.

SUMMARY

The novel coronaviruses belong to a β -genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. Humans are generally susceptible to it. Currently, patients infected with the novel coronavirus are the main source of infection; asymptotically infected people may also be a source of infection. The main manifestations include fever, fatigue and a dry cough. A stuffy or runny nose, sore throat, muscle aches and diarrhoea occur in a few cases.

TEST PRINCIPLE

The Green Spring® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is a qualitative, membrane-based immunoassay for the detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein antigen. The test line area is coated with SARS-CoV-2 antibody. The sample reacts with the SARS-CoV-2 antibody in the test line area. If the sample contains SARS-CoV-2 antigen, a coloured line appears in the test line area as a relevant result. As a procedural control, a coloured line appears in the control line area, indicating that the correct volume of sample has been applied and membrane wetting has proceeded correctly.

STORAGE AND STABILITY

Store the tests in the sealed foil pouch at room temperature or refrigerated (2 - 30 °C). The test is stable until the expiry date printed on it. The test cassettes must be stored in the sealed foil pouch until use. Do not freeze. Do not use after the expiry date. Protect from sun, moisture and heat.

MATERIALS SUPPLIED

- Test cassettes (25 pieces)
- Sampling swabs: 25 pieces

- Extraction tubes with buffer: 25 pieces disposable reaction tubes with 0.5 ml extraction buffer each and 25 pieces nozzle cap
- Package leaflet: 1 instruction leaflet
- Workstation: 1 piece
- Desiccant: 1 package

PRECAUTIONS

1. Read the package leaflet carefully before performing the test. Failure to follow the instructions in the package leaflet may result in inaccurate test results.
2. For professional in vitro diagnostic use only. Do not use after the expiry date.
3. Do not eat, drink or smoke for 10 minutes before and during sample collection.
4. Do not use the test if the packaging or test components are damaged.
5. All samples must be considered potentially infectious. Observe established precautions against microbiological hazards throughout the collection, handling, storage and disposal of patient samples and used test components.
6. Wear protective clothing such as lab coats, disposable gloves and eye protection while testing samples.
7. Wash your hands thoroughly after performing the test.
8. Viral transport media (VTM) may affect the test result: Extracted samples for PCR testing cannot be used for testing.
9. All used test components should be disposed of according to local regulations.
10. Humidity and temperature may adversely affect the results.

PREPARATION

Use only the materials supplied with the respective set. Test the samples immediately.

Use the test kit only at room temperature (15 to 30 °C). The test kit is intended only for swab samples that are collected and tested directly (i.e. swabs that have NOT been placed in transport media). This kit is NOT intended for testing liquid samples such as wash or aspirate samples or swabs in transport media, as results may be affected by over-dilution.

1. Tear off the foil pouch, take out the test cassette and place it on a clean and flat surface.
2. Freshly collected samples should be processed within 1 hour.
3. Label the respective test cassette for each test or control.
4. Place the labelled extraction tubes in a rack in the designated area of the workspace.

COLLECTING THE SAMPLE

Correct sample collection is the most important step. Select one of the four methods and then proceed with the test procedure.

1) Saliva (lollipop)

Be aware that false results may occur if the saliva is not collected properly.

1. Place an extraction tube in the cardboard workstation.

2. Press the tip of your tongue against the lower root of your jaw. Cough deeply. Make the sound of "kuuuu" to gather the saliva.
3. Place the swab on the tongue for at least 10 seconds, rotating it 3 times or more to fully absorb the saliva.

2) Anterio-nasal swab (nose in front).

Make sure to collect enough nasal secretions with the swab. It is advisable to blow your nose first.

1. Place an extraction tube in the cardboard workstation.
2. Carefully insert the swab into the patient's nostril. The tip of the swab should be inserted up to 2.5 cm deep from the edge of the nostril.
3. Swab along the mucosa in the nostril to ensure that both mucus and cells are collected.
4. Take the swab out of the nostril while gently rotating it between your fingers.

3) Nasopharyngeal swab (nose-throat).

1. Place an extraction tube in the cardboard workstation.
2. Tilt the patient's head slightly backwards. Hold the swab like a pen and insert it through the nostril parallel to the palate.
3. While inserting, gently rub and roll the swab. As soon as you feel the throat resistance, stop and let the swab absorb secretion.
4. Slowly and carefully move the swab outwards while gently rotating it between your fingers.

4) Oropharyngeal swab (throat).

1. Place an extraction tube in the cardboard workstation.
2. Let the patient open the mouth wide and make "Ah" sounds, which will expose the pharyngeal tonsils on both sides.
3. Hold the swab tightly and wipe back and forth on the pharyngeal tonsils on both sides at least three times per side with moderate force. Do not touch the palate, tongue, teeth or gums.
4. Remove the swab while gently rotating it between your fingers.

For best results, the nasopharyngeal (nose-throat) method is recommended.

PERFORMING THE TEST

After collecting the sample, perform the test as follows:

1. Tear off the sealing of the extraction tube.
2. Insert the swab sample into the extraction tube and dip it up and down in the liquid. Rotate the swab several times during this process.
3. While removing the swab squeeze the sides of the tube to extract the remaining liquid out of the swab. Place the dropper tip firmly on the extraction tube and mix the liquid thoroughly.
4. Dispense 3 drops (approximately 100uL) into the sample well of the test cassette via the dropper tip.
5. Interpret the test results after 15 minutes. Do not interpret the results after 20 minutes.

INTERPRETING THE TEST RESULT

POSITIVE: Two lines appear. One coloured line appears in the control line area (C) and another coloured line appears in the test line area (T). A positive result in the test area indicates the detection of SARS-CoV-2 antigen in the sample. A positive result does not exclude infection with other pathogens.

NEGATIVE: A coloured line appears in the control area (C). No coloured line appears in the test line area (T). A negative result does not exclude viral infection with SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.

INVALID: The control line does not appear. Insufficient sample volume or incorrect handling are the most likely reasons causing the

control line not to appear. Check the procedure and repeat the test with a new test cassette. If the problem persists, stop using the test kit immediately and contact your dealer.

QUALITY CONTROL

The control area (C) acts as an internal procedure control. A coloured line appears when the procedure or sample volume has been applied correctly. Control standards are not provided with this test. As good laboratory practice, it is recommended to perform positive and negative controls periodically to verify test performance.

LIMITATIONS

This test is intended for the qualitative detection of SARS-CoV-2 virus antigen only. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined by this test.

Test results are for clinical reference only and should not be the sole basis for clinical diagnosis and treatment. Clinical management of patients should be considered in combination with their symptoms, physical signs, patient history, other laboratory tests, therapeutic responses and epidemiological information.

Proper sampling is crucial. Failure to follow the procedure can lead to incorrect test results. Improper collection, storage or even freezing and thawing of the sample can lead to inaccurate test results.

A false-negative test result may occur if the viral antigen level in a sample is below the detection limit of the test or if the sample was not collected or transported properly; therefore, a negative test result does not exclude the possibility of SARS-CoV-2 infection.

A positive result does not exclude co-infection with other pathogens.

Monoclonal antibodies may not detect SARS-CoV-2 viruses with slightly altered amino acid levels in the region of the target epitope, or may detect them with less sensitivity.

The amount of antigen in a sample may decrease with increasing disease duration. Samples collected after day 5 of illness are more likely to be negative compared to an RTPCR test.

The tests target the nucleocapsid proteins. Performance is not affected by mutations in the spike protein. Mutations in the nucleocapsid protein are not excluded in the future.

CHARACTERISTICS OF PERFORMANCE

The clinical performance of the *Green Spring® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test* was determined in prospective, randomised, single-blind studies. A total of 365 nasopharyngeal samples from symptomatic and asymptomatic patients were collected within 5 days of the onset of initial symptoms. The performance of the kit was compared with the results of a commercially available molecular test. The PCR comparisons use a nasopharyngeal swab.

Table 1: Clinical study nasopharyngeal (nose-throat)

Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	PCR-Comparison		Total
	Positive	Negative	
Positive	150	0	150
Negative	5	210	215
Total	155	210	365
Sensitivity	96,77% (95%KI: 92,24-98,81%)		
Specificity	100,00% (95%KI: 97,76-100%)		
Accuracy	98,63% (95%KI: 96,89-100%)		

PPA(CI≤37): 96,77% (150/155), (95%KI: 92,24-98,81%)
NPA(CI≤37): 100,00% (210/210), (95%KI: 97,76-100%)

For the anterior nasal swab method, a total of 298 anterior nasal samples were collected from symptomatic and asymptomatic patients within 5 days of the onset of the first symptoms. The performance of

the kit was compared with the results of a commercially available molecular test. The PCR comparisons use a nasopharyngeal swab.

Table 2: clinical study anterior-nasal (nose-front)

Green Spring SARS-COV2 Antigen Rapid Test	PCR-Comparison		Total
	Positive	Negative	
Positive	154	0	154
Negative	6	138	144
Total	160	138	298
Sensitivity	96,25% (95%KI: 91,65-98,47%)		
Specificity	100,00% (95%KI: 96,62-100%)		
Accuracy	97,99% (95%KI: 96,97-100%)		

PPA(CI≤37): 96,25% (154/160), (95%KI: 91,65-98,47%)
 NPA(CI≤37): 100,00% (138/138), (95%KI: 96,62-100%)

For the saliva swab method, a total of 298 saliva samples from symptomatic and asymptomatic patients were collected within 5 days of the onset of the first symptoms. The performance of the kit was compared with the results of a commercially available molecular test. The PCR comparisons use a nasopharyngeal swab.

Table 3: clinical study saliva (lollipop)

Greenspring SARS-COV2 Antigen Rapid Test	PCR-Comparison		Total
	Positive	Negative	
Positive	147	0	147
Negative	13	138	151
Total	160	138	298
Sensitivity	91,88% (95%KI: 86,22-95,43%)		
Specificity	100,00% (95%KI: 96,62-100%)		
Accuracy	95,64% (95%KI: 93,32-97,96%)		

PPA(CI≤37): 91,88% (147/160), (95%KI: 86,22-95,43%)
 NPA(CI≤37): 100,00% (138/138), (95%KI: 96,62-100%)

		(Yes/No)
Influenza A	1.6 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Influenza B	1.6 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Human coronavirus HKU1	1.6 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Human coronavirus OC43	1.6 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Haemophilus influenzae	2.2x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
MERS-coronavirus	2.1 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
SARS-coronavirus	3.2 x 10 ⁵ PFU/mL	Yes
Adenovirus C1	1.5 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Adenovirus 71	1.5 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Candida albicans	4.2 x 10 ⁵ CFU/mL	No
Respiratory syncytial virus	5.1 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Enterovirus	5.4 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Malaria	2.2 x 10 ⁶ CFU/mL	No
Dengue	1.2 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Human coronavirus NL63	1.7x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Human coronavirus 229E	2.2 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Streptococcus pneumoniae	1.1 x 10 ⁶ CFU/mL	No
Pneumocystis jirovecii (PJP)	1.0 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Legionella pneumophila	1.4 x 10 ⁶ CFU/mL	No
Chlamydia pneumoniae	1.1 x 10 ⁶ IFU/mL	No
Human Metapneumovirus (hMPV)	1.1 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Parainfluenza virus 1	1.0 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Parainfluenza virus 2	1.0 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Parainfluenza virus 3	3.5 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Parainfluenza virus 4	1.4 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No
Rhinovirus	1.3 x 10 ⁵ PFU/mL	No
Mycoplasma pneumoniae	1.8 x 10 ⁶ CFU/mL	No
Bordetella pertussis	1.5 x 10 ⁶ CFU/mL	No
Mycobacterium tuberculosis	1.0 x 10 ⁶ CFU/mL	No
Concentrated human nasal contents (representative of normal respiratory microbial flora)	100%	No
Streptococcus pyogenes	1.0 x 10 ⁶ CFU/mL	No













CROSS-REACTIVITY

Potential cross-reactant	Concentration	Cross-reactivity
--------------------------	---------------	------------------

INTERFERENCE

SARS-CoV-2 antigen nasal swab samples were mixed with one of the following substances to specific concentrations and tested in multiple replicates. No false-positives or false-negatives were found:

Substance	Concentration	Substance	Concentration
Whole Blood	5%	Naso GEL(Nei Med)	6%v/v
Fluticasone Propionate	4%v/v	Mucin	0.54%
CVS Nasal Drops(Phenylephrine)	17%v/v	Ricola(Menthol)	1.6mg/mL
Tamiflu (Oseltamivir Phosphate)	6mg/ml	Afrin (Oxymetazoline)	14%v/v
Sucrets (Dyclonin/Menthol)	1.4 mg/mL	CVC Nasal Spray(Cromolyn)	16%v/v
Chloraseptic (Menthol/Benzocaine)	1.8 mg/mL	Nasal Gel (Oxymetazoline)	9%v/v
Homeopathic(Alkalol)	1:10dilution	Mupirocin	12 mg/mL
Ore Throat Phenol Spray	16%v/v	Fisherman's Friend	1.3mg/mL
Tobramycin	5 µg/mL	Zicam	4%v/v

 In-vitro-Diagnostische Verwendung	 Gebrauchsanleitung beachten	 CE-Kennzeichnung
 Chargennummer	 Verfallsdatum	 Herstellungsdatum
 Nicht wiederverwenden	 Lagern bei 2 ~ 30°C	 Von Sonnenlicht fernhalten
 Trocken halten	 Hersteller	 EU-Bevollmächtigter

In-vitro diagnostic use	Read the instruction before using	CE marking
Batch number	Expiry date	Date of manufacture
Do not re-use it	Store at 2C -30C	Keep away from sunlight
Keep dry	Manufacturer	EU authorised representative

LIMIT OF DETECTION (ANALYTICAL SENSITIVITY)

The limit of detection (LOD) for the *Green Spring® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test* is 4×10^2 TCID₅₀/mL. The LOD for *Green Spring® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit* was determined using limiting dilution of a gamma irradiation inactivated virus sample. The sample was provided at a concentration of 1.3×10^6 TCID₅₀/mL.

HIGH-DOSE HOOK EFFECT

The LOD study tested the highest concentration of the sample (TCID₅₀ of 1.3×10^6 TCID₅₀/mL). No hook effect was observed.

FURTHER PRODUCT INFORMATION

Manufacturer: Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

101,201,301, D Building, No.2 Industrial Avenue, Buxin Village, Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen, 518120 China

EU representative: Obelis s.a.



Bd General Wahis 53, 1030 Brussels Belgium

Importer: Better AG

General-Guisan-Str. 8
6300 Zug, Switzerland
Tel: + 353 1 513 7511
Email: info@OdemShop.com
Shop: www.OdemShop.com

Authorization

It is hereby certified and declared that the company:

Our Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd. is a legally established and

-manufacturing(COVID- 19(2019-nCoV) Coronavirus IgG/IgM Rapid Test Kit、

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit 、ARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test Kit)

based enterprise Its main place of business is located in 101,201,301,D Building,

“Better AG” located in General-Guisan-Str. 8, 6300 Zug, Switzerland Is authorized to import, sell, distribute the "Green spring" branded goods in Europe, Asia and Africa.

We hereby confirm the authenticity of the antigene tests sold by this distributor.

The authorization period is from May 24,2021 to May 23.2025

Authorized company name (seal):



Date: May 24,2021



深圳市绿诗源生物技术有限公司

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

Add: D Building, National Biological Industrial Park of Marinelife, No.2 Binhai Road, Dapeng, Shenzhen, 518120, China.

The Statement on detection of mutant viruses

WHO held an emergency meeting on 26 November 2021 to discuss the recently discovered mutant strain of the novel coronavirus B.1.1.529. After the meeting, WHO issued a statement, has designated B.1.1.529 as a "Variant of Concern" , named Omicron.

The B.1.1.529 variant was first reported to WHO from South Africa on 24 November 2021 and the first sample infected with the mutant strain was collected on 9 November, the WHO said in a statement .This variant has a large number of mutations, some of which are concerning

Preliminary studies suggest that this variant causes an increased risk of reinfection in humans compared to other "concerns" variants. The number of cases of this variant appears to be increasing in almost all provinces in South Africa.

Since the outbreak of the SARS-CoV-2 virus, it has been reliably reported that there have been at least hundreds of mutations in the gene sequence, all of which have resulted in the virus being more infectious and more pathogenic. The most famous strains include Alpha, which first appeared in Kent, England, Beta in South Africa, Gamma in Brazil, Delta in India and Mu which was first discovered in Colombia and officially named by the WHO on August 30. And Omicron, recently discovered in South Africa. Among them, Omicron variant virus has recently invaded many countries and regions around the world with its strong infectivity and pathogenicity.

The new coronavirus (SARS-CoV-2 or 2019-nCoV) is a non-segmented forward RNA virus. This is the cause of the new type of coronavirus pneumonia (COVID-19), which is highly contagious in humans. The SARS-CoV-2 virus has several structural proteins, including spikes (S), envelope (E), membrane (M) and nucleocapsid (N).

The SARS-CoV-2 virus has the characteristics of strong nucleocapsid (N) protein stability. The mutant virus strains that have been found worldwide are derived from the SARS-CoV-2 20B/GR evolutionary strain (lineage B.1.1.7), including many mutation, the mutation location is the spike (S) protein of the new coronavirus, which is the location where the SARS-CoV-2 virus uses to bind to the cell's ACE2 receptor.



深圳市绿诗源生物技术有限公司

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

Add: D Building, National Biological Industrial Park of Marinelife, No.2 Binhai Road, Dapeng, Shenzhen, 518120, China.

The SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit produced by Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. is used for in vitro qualitative detection of SARS-CoV-2 virus nucleocapsid (N) protein in human nasopharyngeal , oropharyngeal , anterior -nasal or saliva samples.

It can be seen that the mutation sites of mutated virus strains including Omicron strain have no effect on the detection rate of the kits produced by our company. The kit is suitable for assay of the SARS-CoV-2 variant virus called 'Omicron '.

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology .Co., Ltd.

Chief Director :Mr Jiang

Date: 28th November .2021

Tel: +86-755-28438788

Fax: +86-755-28938800



ISO 13485 认证证书 ISO 13485 certification

SGS

Certificate CN20/42084

The management system of

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.

101, 201, 301, Building D, No. 2, Industrial Avenue, Buxin Village,
Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District,
Shenzhen, Guangdong, 518120, P.R. China

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016

For the following activities

**Design, Manufacture and Distribution of Dry Fluorescent
Immunoassay Instrument and In Vitro Diagnostic Test Kits
(ELISA, Colloidal Gold) for SARS-CoV-2, Influenza A and Influenza B.**

This certificate is valid from 2 March 2021 until 13 June 2023
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 26 May 2023
Issue 2. Certified since 14 June 2020

Authorised by



SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 13485 2016 0118

Page 1 of 1



0005



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/certified-clients-and-products/certified-clients-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

ISO9001 认证证书 ISO9001 certification



CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Quality Management Systems of

Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

Unified Social Credit Code:914403007576264357

Registration address:101, 201, 301, D Building, No.2 Industrial Avenue, Buxin Village, Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen

Production address:D Building, National Biological Industrial Park Of Marinelife, Binhai No.2 Road, Dapeng, Shenzhen

has been assessed by GIC and complying with

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

For the following activities

**Research and development, production and service of
food safety testing kits, animal disease diagnostic kits
and test cards**

Date of Issue: 13 February 2019

Date of Expiry: 12 February 2022

Date of Initial Certification: 13 February 2019

Certificate No.: J19Q2GZ8012523R0M



Scan for certificate status

The granting of this certificate does not mean that the certificate holder can avoid any legal obligation. If the products or activities covered in the scope of certification require administrative license, the certificate shall be only valid within the scope of administrative licensing. The registered organization shall be subject to regular annual supervision by GIC, and the continual validity of the certificate is base upon conformity of audit. Please scan two-dimension code at left to find the certificate information. This certificate can be queried at Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China official website (www.cnca.gov.cn) & GIC website (www.gicg.com.cn)



GIC WeChat public number

Signature:

Guardian Independent Certification Ltd

Registered in England

Sovereign House 212-224 Shaftesbury Avenue London England WC2H 8HQ

Accredited by Member of IAF MLA

JAS-ANZ registration no. 53510508L, www.jas-anz.org/registry



德国 BfArM 批准抗原检测用于专业检测

Germany BfArM Approval of antigen tests for professional testing



Liste der Antigen-Tests zur professionellen Anwendung zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2

die Gegenstand des Anspruchs nach § 1 Satz 1 der "Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV)" sind.

Allgemeine Hinweise

Das BfArM stellt hier eine Liste nach §1 Satz 1 TestV der Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bereit, die vom Hersteller zur professionellen Anwendung zweckbestimmt sind („Schnelltests“) und nach Kenntnis des BfArM eine CE-Kennzeichnung tragen.

Das BfArM hat zum 25.08.2021 eine Änderung der Liste dahingehend vorgenommen, dass ab diesem Tag keine Daten zu Vertriebern mehr in der Übersicht aufgeführt werden. Hintergrund ist, dass die Vertriebskanäle entsprechender Tests nach unserer Kenntnis inzwischen gut etabliert sind. Vertrieblerlisten einzelner Tests nicht mehr vollständig die Vertriebssituation wiedergeben und es für professionelle Anwender genügend Alternativen für die Ermittlung potentieller Vertrieber eines entsprechenden Antigenschnelltests gibt.

Änderungen zu bestehenden Listungen oder Neuaufräge zur Aufnahme in die Marktübersicht können nur vom Hersteller des Tests, seinem europäischen Bevollmächtigten oder einem vom Hersteller schriftlich beauftragten Verfahrensbevollmächtigten beantragt werden.

Weitere Hinweise zur vom BfArM bereitgestellten Liste sowie zu den der Sonderzulassung durch das BfArM, Aufnahme in die Liste und ggfs. auch Streichung von der Liste zugrundeliegenden Verfahren und Kriterien finden Sie auf unserer Webseite zu Antigen-Tests auf SARS-CoV-2.

Eine Marktübersicht nach §1 Satz 1 TestV zu Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, die vom Hersteller zur Eigenanwendung zweckbestimmt sind („Selbsttests“) finden Sie unter diesem Link.

Alle Daten gemäß Übermittlung des Herstellers, verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den jeweiligen Gebrauchsinformationen.

Die Angabe „Evaluierung PEI“ bildet die entsprechende, auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) veröffentlichte Übersicht zur dortigen vergleichenden Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests ab (siehe Webseite des PEI).

- „Ja“ bedeutet, dass der Test bereits mit positivem Ergebnis durch das PEI evaluiert wurde.
- „Nein“ bedeutet, dass bislang keine entsprechenden Testergebnisse vorliegen.

Im Falle einer negativen Evaluierung durch das PEI streicht das BfArM den entsprechenden CE-gekennzeichneten Test von seiner Liste. Für eine Sonderzulassung ist eine positive Evaluierung des PEI eine zwingende Voraussetzung.

Hinweis: Eine aktuelle Übersicht der SARS-CoV-2-Tests, die von den europäischen Mitgliedsstaaten gegenseitig für COVID-19-Testergebnisbescheinigungen anerkannt werden und damit für das „EU Digital COVID-19 Certificate“ berücksichtigt werden können, finden Sie im entsprechenden Dokument der Europäischen Kommission: [Link zum Dokument](#)

Suche: lshiyuan

Nach 'lshiyuan' suchen

 Nach 'lshiyuan' suchen

Test-ID	Handelsname	Evaluierung PEI	Hersteller			Europäischer Bevollmächtigter			Sensitivität		Spezifität		Gebrauch...	
			Name	Stadt	Land	Name	Stadt	Land	Testo...	%	95%iges Vertrauensintervall	%		95%iges Vertrauensintervall
AT417/20	Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Set	Ja	Shenzhen Lshiyuan Biotechnology Co., Ltd	Shenzhen	CN	Obelis s.a.	Brüssel	BE	POC (ohne Gerät)	98,00	97,12 - 99,98	100,00	98,12 - 99,99	Li...
AT1188/21	Green Spring SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Set (kolloidales Gold)	Ja	Shenzhen Lshiyuan Biotechnology Co.,Ltd	Shenzhen	CN	Obelis s.a.	Brussels	BE	POC (ohne Gerät)	96,77	92,24 - 98,81	100,00	97,76 - 99,99	Li...

1 < 1 > 1 - 2 von 2

letzte Änderung: 30.12.2021 21:19 * POC = Point of Care

德国 BfArM 批准用于自检的抗原检测

Germany BfArM Approval of antigen tests for self-testing

Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2

74% + 336v

Impressum Administration

Liste der Antigen-Tests zur Eigenanwendung zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2

die Gegenstand des Anspruchs nach § 1 Satz 1 der "Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung – TestV)" sind.

Allgemeine Hinweise

Das BfArM stellt hier eine Liste nach § 1 Satz 1 TestV der Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bereit, die vom Hersteller zur Eigenanwendung zweckbestimmt sind („Selbsttests“) und nach Kenntnis des BfArM eine CE-Kennzeichnung tragen oder deren erstmaliges Inverkehrbringen in Deutschland ohne CE-Kennzeichnung vom BfArM nach § 11 Abs.1 MPG derzeit befristet zugelassen wird („Sonderzulassung des BfArM“).

Die Liste wird kontinuierlich aktualisiert, sobald seitens des BfArM weitere entsprechende Sonderzulassungen erteilt wurden, diese, z.B. durch Ablauf der Befristung der Sonderzulassung oder Abschluss der regulären Konformitätsbewertung und CE-Kennzeichnung, nicht mehr bestehen oder das Verfahren zur Aufnahme CE-gekennzeichneter Tests zur Eigenanwendung in die Liste erfolgreich abgeschlossen wurde.

Eine entsprechende Marktübersicht nach § 1 Satz 1 TestV zu Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2, die vom Hersteller zur professionellen Anwendung zweckbestimmt sind („Schnelltests“) finden Sie unter folgendem Link.

Weitere Hinweise zur vom BfArM bereitgestellten Liste sowie zu den Sonderzulassungen durch das BfArM, Aufnahme in die Liste und ggfs. auch Streichung von der Liste zugrundeliegenden Verfahren und Kriterien finden Sie auf unserer Webseite zu Antigentests auf SARS-CoV-2.

Alle Daten gemäß Übermittlung des Herstellers, verbindlich sind ausschließlich die Angaben in den jeweiligen Gebrauchsinformationen.

Die Angabe „Evaluierung PEI“ bildet die entsprechende, auf der Webseite des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) veröffentlichte Übersicht zur dortigen vergleichenden Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigen Schnelltests ab (siehe Webseite des PEI).

- „Ja“ bedeutet, dass der Test bereits mit positivem Ergebnis durch das PEI evaluiert wurde.
- „Nein“ bedeutet, dass bislang keine entsprechenden Testergebnisse vorliegen.

Im Falle einer negativen Evaluierung durch das PEI streicht das BfArM den entsprechenden CE-gekennzeichneten Test von seiner Liste. Für eine Sonderzulassung ist eine positive Evaluierung des PEI eine zwingende Voraussetzung.

Suchen Sie nach 'Ishiyuan'

Nach 'Ishiyuan' suchen

Test-ID	Name des Tests	Evaluierung PEI	Hersteller		Europäischer Bevollmächtigter			Sensitivität		Spezifität		Gebrauchsanw...
			Name	Land	Name	Land	Probennahme	%	95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall	
5840-S-474/21	Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schn...	Ja	Shenzhen Ishiyuan Biotechnology Co., Ltd	CN	Obelco s.a.	BE	nasal	96,80	93,71 - 99,89	100,00	96,62 - 100	

PEI 认证证书 Paul-Ehrlich-Institut certification

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel
Federal Institute for Vaccines and Biomedicines



12.02.2021

Comparative evaluation of the sensitivities of SARS-CoV-2 antigen rapid tests

Aim

Comparison of different antigen rapid tests with using identical sample material

Material

Pools from nasopharyngeal and oropharyngeal swabs.

Dry swabs were included in PBS; moist swabs were already included in the transport media of various compositions. Pools are random mixtures obtained from up to 10 samples of comparable CT values diluted 1:10 in negative samples in PBS. The CT values of a pool were determined by means of different PCR assays, and the putative number of RNA copies calculated with the aid of the INSTAND standards. In the case of the PCRs used, a CT value of 25 corresponds to around 10^6 RNA copies/mL. 18 samples each were analysed with $CT < 25$, 23 samples with CT between 25 and 30, and 9 samples with $CT > 30$. The replication of the virus in cell culture was determined as a possible correlate for infectiousness as another characteristic of the samples.

Method

The pools were aliquoted, frozen, shipped, and thawed for evaluation of the tests. For each test, 50 μ L of the pool were analysed using the components of the test provided, e.g. swabs. Laboratories participating in the comparative evaluation included the Robert Koch-Institut, the Paul-Ehrlich-Institut, the reference laboratory for coronaviruses (Charité), and the Institute for Microbiology of the German Army (Bundeswehr).

Summary

This comparative evaluation of a large number of SARS-CoV-2 rapid antigen tests (point of care tests; POCT) of different designs and manufacturers with the same sample set allows an overview of the current state of art regarding sensitivity. The results do not allow any conclusions regarding specificity of the tests.

Those POCTs which have up to now been included in the evaluation and have been assessed as reflecting the current state of the art are listed in the table below. Other tests, which were assessed as not reflecting the state of the art were deleted from the list of the Federal Institute for Drugs and Medical Devices (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM). This comparative evaluation is constantly continued, and the table is amended accordingly.

You should be aware that this comparative evaluation can only cover a random sample of the SARS-CoV-2 rapid antigen tests listed by the BfArM, thus eligible for refunding, and that many other products could not (yet) be taken into account, despite the interests on the part of the manufacturers/distributors.

Contact

Email: sarscov2ivd@pei

Last updated: 12.02.2021

Overview of SARS-CoV-2 Antigen Rapid Tests Assessed as Reflecting the Current State of the Art

Name of Test	Manufacturer (Distributor)
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL)	Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
RIDA®QUICK SARS-CoV-2 Antigen	R-Biopharm AG
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test	SD BIOSENSOR (Roche Diagnostics GmbH)
NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest	nal von minden gmbh
STANDARD™ F COVID-19 Ag FIA	SD BIOSENSOR
STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test	SD BIOSENSOR
BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS	BIOSYNEX SWISS SA
MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	MEDsan GmbH
TestNOW® - COVID-19 Antigen	Affimedix
NowCheck® COVID-19 Ag Test	BIONOTE
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)	Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd
Sofia SARS Antigen FIA	Quidel Corporation
COVID-19 Ag Test Kit	Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd.
CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test	Siemens Healthineers
ESPLINE® SARS-CoV-2	Fujirebio Inc. (Mast Diagnostica GmbH)
BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2	Becton Dickinson
GenBody COVID-19 Ag	IVC Pragen Healthcare
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test	LumiraDX
Exdia COVID-19-Ag-Test	Precision Biosensor Inc. (Axon Lab AG)
SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA)	Wantai (Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.)
SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest	Xiamen Boson Biotech Co., Ltd (Medicovid-AG; technomed GmbH; Löwe Medizintechnik)
COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold)	Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd (CIV care impuls Vertrieb)
mö-screen Corona Antigen Test	Mölab GmbH
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	MP Biomedicals Germany GmbH
Lyher Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd. (Lissner Qi GmbH)
AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	Ameda Labordiagnostik GmbH
Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test	Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.
Gensure™ COVID-19 Antigen Rapid Test Kit	GenSure Biotech Inc.
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit	Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd
Hightop SARS-CoV-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test	Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd.
Rapid Covid-19 Antigen Test (Colloidal Gold)	Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd

Name of Test	Manufacturer (Distributor)
Safecare COVID-19 Ag Rapid Test Kit (Swab)	Safecare Biotech Hangzhou Co., Ltd.
QuickProfile Covid-19 Antigen Test Card	LumiQuick Diagnostics, Inc.
Covid 19 Antigen Schnelltest	BioRepair GmbH
Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.
CAT Antigen Covid Rapid Test	Oncosem Onkolojik Sistemler San. Ve Tic. A.S.
ScheBo SARS-CoV-2 Quick Antigen	ScheBo Biotech AG
Nova Test SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit	Atlas Link Technology Co., Ltd.
Toda Coronadiag Ag	Toda Pharma
Humasis COVID-19 Ag Test	Humasis Co., Ltd.
Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.	Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest (Kolloidales Gold); Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal gold)
Xiamen AmonMed Biotechnology Co.,Ltd.	COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)
Canea COVID-19 Antigen Schnelltest	Core Technology Co., Ltd.
fluorecare COVID-19 SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit (Colloidal Gold Chromatographic Immunoassay)	Shenzhen Microprofit Biotech Co., Ltd
Tetsealabs® Rapid Test Kit COVID-19 Antigen Test Cassette	Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd
Lysun COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold)	Hangzhou Lysun Biotechnology Co., Ltd.

取得国外标准认证截图

Obtained screenshots of foreign standard certification



中国医药保健品进出口商会
服务产业链 | 助力国际化

English | 登陆 | 注册

[开具不可抗力相关真实性证明](#) [取得国外认证注册企业查询](#)

[首页](#) [关于两会](#) [新闻中心](#) [行业服务](#) [权威发布](#) [商会会刊](#) [企业风采](#) [会员之家](#) [加入商会](#)

取得国外标准认证或注册的医疗物资和非医用口罩生产企业检索

 [检索](#)

企业名称 (中文)	企业名称 (英文)	产品类别	产品名称/型号	统一社会信用代码	国外注册认证情况
深圳市绿诗源生物技术有限公司	Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd	新型冠状病毒检测试剂	Covid-19 (2019-nCoV) Coronavirus IgG / IgM Rapid Test Kit SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit Flu A & Flu B & COVID-19 Ag Rapid Test Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid sampling and detection tube (Colloidal Gold) COVID-19 Antigen Saliva Rapid Test Kit (Colloidal Gold) SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Test Kit (ELISA) SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Test Kit SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Rapid Test Kit(Colloidal Gold) SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Test Kit (Immunofluorescence Assay)	914403007576264357	欧盟CE

友情链接

[政府部门](#) [副会长单位](#) [国际机构](#) [行业门户](#)

关于我们 | 联系我们 | 会员之家 | 行业服务

地址: 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同6号(北京INN大厦3号楼) 11-12层
版权所有: 中国医药保健品进出口商会 未经许可, 不得转载
京ICP备06034461号 | 京公网安备 11010102002916号
互联网药品信息服务资格证书编号: (京) - 非经营性-2020-0090



医保商会官方微信

欧盟通用和互认清单 On the EU common list & Mutual Recognition list

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/2109

COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database

Home > COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices > COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Device - detail

COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Device - detail

< Previous Next >

Green Spring SARS-CoV-2 Antigen-Rapid test-Set

Manufactured by Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd., China - <https://www.lsybt.com/>

Device identification number	2109
CE Marking	Yes
HSC common list	Yes
HSC mutual recognition	Yes
Format	Manual, Near POC / POC
Physical Support	Lateral flow
Target	Antigen
Specimen	Anterior nasal swab, Nasal swab, Nasopharyngeal swab, Oropharyngeal swab
Pathogens detected	Coronaviruses (HCoV), SARS-CoV
Lineages detected	B.1.1.7 (United Kingdom), B.1.351 (South Africa), P.1 (Japan/Brazil)
Commercial Status	Commercialised
Last Update	2021-07-07 05:24:52 CET
Comments	Der Green Spring® SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest dient dem schnellen qualitativen Nachweis des Nukleocapsid-Protein-Antigens von SARS-CoV-2 in menschlichen Nasen-, Nasen-Rachen oder Rachenabstrichproben. Die Ergebnisse dienen dem Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen.

比利时白名单 Whitelist of Belgium

Manufacturer	Device Name	CE Marking	HSC Common List	HSC Mutual Recognition	Format	Physical Support	Target	Specimen	Pathogens detected	Lineages detected	Commercial Status	Last Update	Comments	Whitelist Status
LiClear Biotech (Hangzhou)	SARS-CoV-2 Nucleocapsid (N) Antigen Rapid Test Cassette	95.1	99.3					NP swab	-					No
LumiQuick Diagnostics	QuickProfile COVID-19 Antigen Test Strip	94.0	99.0					NP swab						Yes
MEDaan	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	92.9	99.8					Nasal swab/OP swab						Yes
MP Biomedicals	Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	96.4	99.0					NP swab/OP swab						Yes
Multi-G	COVID19CHECK-SEN	92.0	99.2					NP swab/OP swab						No
	COVID19CHECK-NAS (COVID-19 antigen rapid test cassette)	96.1	98.2					Nasal swab						No
	COVID19CHECK-SAL (Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test)	99.8 (Cis 33)	99.1					Saliva						No
MyLab Discovery Solutions Pvt	PathoCatch COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device	92.0	100.0					Nasal swab						No
hel von minden	bioDIAL COVID-19 Ag Rapid Test	97.8	99.9					NP swab/OP swab						Yes
Nanjing Vazyme Medical Technology	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based)	97.8	99.2					Nasal swab/OP swab						18.8.9
NanoCheck	COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) (Cassette)	94.7	100.0					NP swab						14.10
Nantong Diagnosis Biotechnology	COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	96.1	99.3					Saliva						16.1.7
New Gene (Hangzhou) Biotechnology	COVID-19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	98.6/98.5	100.0					NP swab/OP swab						No
ONCOSEM Onkoloogik Szisztémés és Tit. Á.S.	COVID-19 Antigen Test Kit	97.3/95.7/95.1	99/99/99.1					Nasal swab/OP swab/Sputum						15.01
Onthe-Clinical Diagnostics	2019-nCoV Antigen Rapid Test Kit	97.6	99.3					NP swab						-
PCI	WITROS SARS-CoV-2 Antigen test	97.8	99.2					NP swab						Lab test
PCI	PCI COVID19 Ag Gold	80.8 (CIS 30)/91.7	99.5/100					Saliva/NP swab						17.10
Prestige Diagnostics	2019-nCoV Antigen Device	96.9	98.1					NP swab						13.10
PRIMA Lab	PRIMACOV COVID-19 Antigen Rapid Test	95.4/92.8	99.2/100					NP swab/Nasal swab						17.8.7
Qimedao Hiitop Biotech	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Immunochromatography)	92.7/95.0/95.0	99.8/99.8/99.8					Nasal swab/OP swab/OP swab						13.11
Quidel	Sofia SARS-CoV-2 Antigen RIA	96.7	100.0					NP swab/Nasal swab						10.8.7
	Sofia 2 Plus - SARS Antigen P1	95.2	100.0					NP swab/Nasal swab						14.10
Roche Diagnostics	Elecsa SARS-CoV-2 Antigen	94.5	99.9					NP swab/OP swab						14.10
SD Biosensor (distributed by Roche)	SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test	96.5	99.7					NP swab						16.10
Shenzhen Huan Bios Technology	SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	94.6	99.1					Nasal swab						No
Shenzhen Landwind Biotechnology	SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	95.7	99.2					Nasal swab						No
Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology	Green Spring SARS-CoV-2 Antigen-Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	96.6/99	100.0					Nasal swab/OP swab						21.09
Shenzhen Mikropoint Biotech	Fluoresce SARS-CoV-2 Test Kit	98.0/100	100.0					NP swab/Nasal swab						No
	Fluoresce SARS-CoV-2 Spike Protein Test Kit	96.9	100.0					NP swab						12.10
Shenzhen Ultra Diagnostics Biotech	SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (SCC001 + SCC002)	92.100/98	100.0					NP swab/OP swab/Saliva						No
	SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (SCC003 + SCC004)	92/96.7/97.2	100/99/99					NP swab/OP swab/Sputum						No
Shenzhen YHLO Biotech Co	GLINE-2018-nCoV Ag	95.8/92.8	99.3/99.3					NP swab/Nasal swab						13.17
SinScreen	COVID-19 Coronavirus Rapid Antigen Test Cassette	93.2	100.0					NP swab/OP swab						17.7.5
Tedapharma	TODA Coronadiag Ag	96.6	100.0					NP swab/OP swab						14.10
Ulf med Products	COVID-19 Antigen Test (Nasopharyngeal Swab)	96.4	99.2					NP swab						13.10
	COVID-19 and Influenza A/B Antigen Combo Rapid Test (Nasopharyngeal Swab)	96.4	99.2					NP swab						13.10
Van Oosteen Medical	Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)	96.7	98.2					NP swab						16.11
VivaDiag Pro	VivaDiag Pro SARS-CoV-2 Ag Rapid Test	96.1/96.1/97.0	100.0					NP swab/OP swab/Nasal swab						21.03
VivaCheck Biotech	VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test	95.0	100.0					NP swab/OP swab/Nasal swab						21.02
	VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Saliva Rapid Test	96.3	100.0					Saliva						18.10

奥地利白名单 Whitelist of Austria



Startseite / Für Unternehmen / Medizinprodukte / COVID-19 / SARS-CoV-2-Antigenschnelltestregister

SARS-CoV-2-Antigenschnelltestregister

Das SARS-CoV-2-Antigenschnelltestregister listet alle SARS-CoV-2-Antigenschnelltests, welche bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemäß § 81 Absatz 4 Medizinproduktegesetz 2021 beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen eingemeldet wurden. Durch Eingabe des Produktnamens, Herstellers, Inverkehrbringers oder Bevollmächtigten in das Suchfeld kann erhoben werden, ob der SARS-CoV-2-Antigenschnelltest eingemeldet wurde.

Weitere Hinweise zu den bereitgestellten Daten finden Sie [hier](#).

Suchen: Sortierung: **Hersteller**

Green Spring ®SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit

<p>Inverkehrbringer Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd D Building, National Biological Industrial Park of Marinelife, No.2 Binhai Road, Dapeng, Shenzhen, China</p> <p>REF-Nummer Information liegt nicht vor.</p> <p>PEI-Bewertung Information liegt nicht vor.</p>	<p>Hersteller Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd D Building, National Biological Industrial Park of Marinelife, No.2 Binhai Road, Dapeng, Shenzhen, China</p>	<p>Bevollmächtigter Obelis s.a. Bd General Wahis 53, 1050 Brussels Belgium</p>
---	--	---

意大利白名单 Whitelist of Italy



Elenco dei dispositivi medici


Criteri di ricerca:
 Denominazione fabbricante: LVSHIYUAN
 Codice fiscale fabbricante:
 Partita IVA / VAT number fabbricante:
 Codice nazione fabbricante:
 Denominazione mandatario:
 Codice fiscale mandatario:
 Partita IVA / VAT number mandatario:
 Codice nazione mandatario:
 Tipologia dispositivo:
 Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDN:
 Codice attribuito dal fabbricante:
 Nome commerciale e modelli:
 Classificazione CNID:
 Descrizione CHD:
 Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, implantabili attivi e PVD)

Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al:06/11/2021

DISPOSITIVO MEDICOLAASSEMBLATO						FABBRICANTE/ASSEMBLATORE							
TIPOLOGIA DISPOSITIVO	IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDN	SCRITTO AL REPERIBO	CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE/ASSEMBLATORE	NOME COMMERCIALE E MODELLO	CHD	CLASSE CE	DATA PRIMA PUBBLICAZIONE	DATA FINE PUBBLICAZIONE IN COMMERCIO	SEDE AZIENDA	DEDENAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA/VAT NUMBER	NAZIONE
Diagnostico	2141706	S	25 tests/kit	SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT(COLLOIDAL GOLD)-Kit per il test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 (Catalitic Gold), Immuno	WG10599099 - VIROLOGIA-TEST RAPID E "POINT OF CARE" -ALTRI	IVG - Kit Non di FVO	24/07/2021		FABBRICANTE	SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.			CN
									MANDATARIO	OBELIS S.A.	042545083		BE
Diagnostico	2169524	II	5 tests kit	SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT (COLLOIDAL GOLD)-Kit per il test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 (Catalitic Gold)	WG10599099 - VIROLOGIA-TEST RAPID E "POINT OF CARE" -ALTRI	IVG - Kit Non di FVO	18/10/2021		FABBRICANTE	SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.			CN
									MANDATARIO	OBELIS SA	042545083		BE
Diagnostico	2169581	II	QF10371	SARS-COV-2 NEUTRALISING ANTIBODY TEST KIT	WG10599099 - VIROLOGIA-TEST RAPID E "POINT OF CARE" -ALTRI	IVG - Kit Non di FVO	04/11/2021		FABBRICANTE	SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.			CN
									MANDATARIO	CHARING EUROPE SRL	0113970124	0135370324	IT

瑞士白名单 Whitelist of Switzerland



Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Büro des Bundesamts für Gesundheit BAG
Taskforce BAG COVID-19 AG Testung

Listen der validierten SARS-CoV-2-Schnelltests zur Fachanwendung
Listes des tests rapides validés pour le SARS-CoV-2 pour usage professionnel
Liste dei test rapidi validati per il SARS-CoV-2 per uso professionale

25.10.2021

Die Schnelltests sind ausschliesslich für bestimmte Probenmaterialien validiert und nur dementsprechend anzuwenden. In der Schweiz dürfen keine Antigen-Schnelltests mit Speichel als Probenmaterial ausserhalb von Laboratorien eingesetzt werden. Informationen bezüglich des Einsatzes der Schnelltests finden Sie auf der BAG-Website Covid-19-Testung.

[Website Covid-19-Testung](#)

Les tests rapides sont validés exclusivement pour certains types de prélèvements et ne doivent ainsi être utilisés que pour ceux-ci. En Suisse, aucun test antigénique rapide utilisant le salive comme matériel de prélèvement ne peut être utilisé en dehors des laboratoires. Des informations sur l'emploi prévu des tests rapides sont disponibles sur le site web de l'OFSP Tests COVID-19.

[Site internet Tests COVID-19](#)

I test rapidi sono validati solo per certi tipi di campioni e possono essere utilizzati solo per questo scopo. In Svizzera, nessun test antigenico rapido che utilizza la saliva come materiale di campionamento può essere utilizzato al di fuori dei laboratori. Le informazioni su come utilizzare i test rapidi sono disponibili sul sito internet dell'UFSP «Test COVID-19».

[Site web Test COVID-19](#)

Validierte SARS-CoV-2-Schnelltests
Tests rapides SARS-CoV-2 validés
Test rapidi SARS-CoV-2 validati

Hersteller, Antigen Schnelltest Fabricant, Tests rapides antigéniques Azienda, Test antigenici rapidi	Test/Cassette for electronic documentation *	Combi- box†	JRC ID	Grace period until ‡
ACCUMED COVID-19/20	20			1033
Abbott Rapid Diagnostic, Panbio Covid-19 Ag Rapid Test	2			1232
Abkoto GmbH, Corona Control-19	2			2174
Acculab srl Co., Ltd. Accu-19 Self SARS-CoV-2 Ag Cassette				2579
Acron Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Flowless SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test				1457
ADON Laboratories, Inc. Flowless SARS-CoV-2 Antigen rapid test				1468
ADREURO DIAGNOSTICS GmbH & Co. KG, ADREURO RAPID SARS-CoV-2				2138
Affimed, Inc. Test-N-Go COVID-19 Antigen Test				2150
AMEDA Laboratorijska GmbH, AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag	19			1304
Ambo (Warent) Biotechnology Co., Ltd. Rapid COVID-19 Antigen Test(Colobial Gold)				1622
Anhu Deep Blue Medical Technology Co., Ltd. COVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colobial Gold) - Nasal Swab				1736
Anhu Deep Blue Medical Technology Co., Ltd. COVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit(Colobial Gold)				2089
Anhu Farmaster Biotech Co., Ltd. New Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test				2089
Archia International Ltd. maxPc SARS-CoV-2				2079
Archia International Cy Ltd. maxPc Check Flu*		X		2079
Archia International Cy Ltd. maxPc Resp*		X		2078
Arion Laboratories Inc. Arion COVID-19 Antigen Test				1618
Asan Pharmaceutical CO., LTD. Asan Easy Test COVID-19 Ag				1654
Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. ECOTEST COVID-19 Antigen Rapid Test Device				276
Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. ECOTEST COVID-19 Antigen Rapid Test Device				2359
Atlas Link Technology Co., Ltd. NOVA Tests SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colobial Gold Immunochromatography)	22			2010
AVALLUN SAS, Ramanit® SAR-CoV-2 Antigen Rapid Test				1830
AVIA GmbH, Schnelltest für Diagnostica und Bioscience GmbH, COVID-19 Antigen Rapid Test				2101
Azura Biotech Inc. COVID-19 Antigen Rapid Test Device				1036
Becton Dickinson, BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2				1056
Beijing Hogen Biotech Co., Ltd. Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colobial Gold)				1670
Beijing Jintech Biotechnology Technology Co., Ltd. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit				1670
Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit				1331
Beijing QMD Biotech Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test				2494
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. WANTAI SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colobial Gold)				1495
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (IFA)				1484
Becton LB, CovidKnot AG Test Device 1x20				2031
BIOCHIT HealthCare Health Care, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test #2 (Fluorescence Immunochromatography)				2147
BioMaxima SA, SARS-CoV-2 Ag Rapid Test				1296
Bioranbio, Inc. Bioranbio COVID-19 Antigen Rapid Test (nasopharyngeal swab)				2038
Bioscience Inc. Rapid Test COVID-19 Ag Test				1510
Bo-Rad Laboratories / Zhejiang Orient Gene Biotech, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)	11			1242
BIOZYNEK S.A. BIOZYNEK COVID-19 Ag BSS	17			1223
BIOZYNEK S.A. BIOZYNEK COVID-19 Ag BSS	18			1468
BIOTERE CORPORATION (WVAMI), CO., LTD. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (colobial gold method)				2057
Biotec Health S.L. L1. Biotec SARS-CoV-2 Ag Card				2013
Biosystem Med Inc. SARS-CoV-2 Ag				1989
BTNX, Inc. Rapid Response COVID-19 Antigen Rapid Test				1236
CarTest Biotech, CarTest SARS-CoV-2 Card test				1173
CHL Test, Mikrogen Sarngap srl, Rapid Limited System, ChlL COVID-19 Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal / Oropharyngeal Swab-Cassette)				1691
Changshu M&D Biotechnology Co., Ltd. 2019-nCoV Antigen Test Kit				1750
Core Technology Co., Ltd. Coretest COVID-19 Ag Test				1818
CTK Biotech, Inc. COVID-19 Ag Rapid Test				1881
COVID-19/20, test Rapid System 19 Antigen (antigen nasopharyngeal)				1426
DALAB GmbH, DRAGUCK COVID-19 Ag Cassette				1376
Dagson, S.Z. L. LABSON SARS-CoV-2 Ag				1690
DNA, Diagnostik COVID-19 Antigen 20 Antigen Kit				2142
Diager Safety AG & Co. KGaA, Diager Antigen Test SARS-CoV-2				2273
Dynabead Biotechnology (Hangzhou) Co., Ltd. Dynabead SARS-CoV-2 Ag Rapid Test				2533
Dynabead Biotechnology (Hangzhou) Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit				1433
Eurobio Scientific, EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test	25			1738
Falrebio, ESPRIMO SARS-CoV-2				2147
GA Science Asyma GmbH, GA COVID-2 Antigen Rapid Test				1925
GenBody, Inc. Genbody COVID-19 Ag Test				1244
Genial Biotech, Inc. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colobial Gold)				2032
GenSun Biotech, Inc. GenSun COVID-19 Antigen Rapid Test				1253
GenSun Biotech, Inc. SARS-CoV-2 Antigen (Colobial Gold)				1820
GenSun Biotech, Inc. One-Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colobial Gold)				2183
Globe Bioscience Inc. SARS-CoV-2 Antigen Kit (colobial gold)				1144
Green Cross Medical Science Corp. GENEDIA W COVID-19 Ag				1747
Guangzhou Heon Scientific, Inc. 2019-nCoV Antigen Test Kit (colobial gold method)				1747
Guangzhou Lantian Biomedical Co., Ltd. COVID-19 Ag Rapid Test Kit (Immunochromatography)				1238
Guangzhou Venshi Biotech Co., Ltd. COVID-19 Ag Test Kit				1300
Guangzhou Yenchuan Biotechnology Co., Ltd. V-CHECK, 2019-nCoV Ag Rapid Test Kit (immunochromatography)	23			1342
Hangzhou All test Biotech Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test	10			1257
Hangzhou Changene Biotech Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette	19			1610
Hangzhou Changene Biotech Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit	20			1363
Hangzhou Changene Biotech Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit				1559
Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd. Immuno SARS-CoV-2 Antigen ANTERIOR NASAL Rapid Test Kit (minimal invasive)				1644
Hangzhou Immuno Biotech Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test				2317
Hangzhou Lahn Biotech Co., Ltd. VHS-2 Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (colobial Gold)				1426
HANGZHOU YISHU BIOTECHNOLOGY CO., LTD. COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colobial Gold)	7			2139
Hangzhou Testeas Biotechnology Co., Ltd. COVID-19 Antigen Test Cassette				1332
Headline Scientific, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette				1167
Hejia Biotech, Hejia Biotech, COVID-19 Antigen Rapid Test (Colobial Gold)				1929
Hubei Anjian Biotech Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit				1799
Humana, Humana COVID-19 Ag Test				1003
Innova Medical Group, Inc. Innova SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test				1901
Innovation Biotech (Beijing) Co., Ltd. Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (swab)				2278
InTec PROTECTIS, Inc. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test (immunochromatographic)				1965
Jiangsu Bioprocess Technologies Co., Ltd. Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) Ag Rapid Test Kit				2107
Jiangsu Diagnostica Biotechnology Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colobial Gold)				1820
Jiangsu Mediatec medical technology Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (LFI)				2008
Jiangsu Viat Biotech Co., Ltd. COVID-19 Ag Rapid Test Device				2144
Jorstar Biomedical Technology Co., Ltd. COVID-19 Rapid Antigen Test (Colobial Gold)				1333
LABMED (Hangzhou) Biotechnology Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colobial Gold)				1794
Laboratories Technologies Inc. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit				1296
Lantianxun (Suzhou) Co., Ltd. PochitERSARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colobial Gold)				2128
Lanzhou Diagnostic Inc. QuickProbe COVID-19 Antigen Test				1267
Lumexix, Lumexix SARS-CoV-2 Ag Test	6			1299
MiDean GmbH, MiDean SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	8			1180
Morin Biomedical (Warent) Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette				2029
MO-CARDI GmbH, MO-CARDI COVID-19 Antigen Rapid Test				1775
mol.ab. ind-screen Corona Antigen Test				1160
MP Biomedicals, Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	16			1481
Nal von minden GmbH, NADAL COVID-19 Ag Influenza A/B Test	33	X		2104
Nal von minden GmbH, NADAL COVID-19 Ag Test	34			1162
NanoSens, PREND COVID-19 Ag				1426
Nanobios AG, Nanobios SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test				2030
NESEAPOR EUROPA SL, MARESPOT				2241
New Gene (Hangzhou) Biotechnology Co., Ltd. COVID-19 Antigen Detection Kit	30			1501
Noveltech, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test				1763
Onoscan Oncology Systems, Sdn. Bhd. A.S. CAT				1199
PCI, Inc. PCI COVID-19 Ag Rapid IFA				2118
PCI, Inc. PCI COVID-19 Ag Test				2183
Perforando Bio Tech Development Ltd., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colobial Gold Immunochromatographic Assay)				2010
Precision Biosensor, Inc. ExoL COVID-19 Ag	13			1271
Prognosis Biotech, Rapid Test Ag 2019-nCoV				1499
Quintax Health Biotech Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Immunochromatography)				1341
Quintax Corporation, Sofia SARS Antigen IFA	21			1597
Rapid Pathogen Screening, Inc. US/ID/OD Quick Detect Covid Ag Assay				2200
Roche (D BIOSENSOR), SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test	1			1656
Roche (D BIOSENSOR), SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal				2228
ROCHE Diagnostic, Elecspe® SARS-CoV-2 Antigen				2196
Salscare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Swab)				1495
Salscare Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Multi-Respiratory Virus Antigen Test Kit (Swab) (Influenza A+B/ COVID-19)				1490
Schiffen Biotech AG, Schiffen SARS-CoV-2 Quick Antigen				1201
SD BIOSENSOR, Inc. STANDARD G COVID-19 Ag Ag CA	24			344
SD BIOSENSOR, Inc. STANDARD Q COVID-19 Ag Test				346
SD BIOSENSOR, Inc. STANDARD Q COVID-19 Ag Test Nasal				2052
SGA Medical V-Chex SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit (colobial Gold)				1718
SGA Medical V-Chex SARS-CoV-2 Rapid Ag Test (colobial gold)				1357
Shenzhen Huan Ertest Technology Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (colobial gold)				2415
Shenzhen Huan Ertest Technology Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colobial Gold)				2030
Shenzhen Kashiwell Biotechnology Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (IFA)				1613
Shenzhen Lanhuo Biotechnology Co., Ltd. Shenn Spring SARS-CoV-2 Antigen-Rapid Test Kit				2109
Shenzhen Mogen Biotech Co., Ltd. SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colobial Gold Immunochromatography)				1778
Shenzhen Mogen Biotech Co., Ltd. SARS-CoV-2 Specimen Test Kit (Colobial Gold Immunochromatography)				1778

英国注册证书 Registration Certificate of UK



Medicines & Healthcare products
Regulatory Agency



Medicines & Healthcare products
Regulatory Agency

10 South Colonnade
Canary Wharf
London
E14 4PU
United Kingdom

gov.uk/mhra

PureUKCA Ltd
59
St. Martin's Lane
Middlesex
London
WC2N 4JS
England, United Kingdom

09 September 2021

Dear **Avril Huang**

We are pleased to confirm that the application to register or update an existing registration for the following manufacturer, which you submitted on **09 September 2021** has been reviewed:

Application reference: **2021090901215399**

Manufacturer organisation: **Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd.**

Address:

**D Building, No.2 Industrial Avenue, Buxin Village, Buxin Community, Dapeng Subdistrict Office, Dapeng
New District, Shenzhen, 518120 China
Shenzhen
518120
China**

Manufacturer registration status: **Registered**

Device(s):

GMDN term	Status	Comment
SARS-CoV-2 antigen IVD, kit, immunochromatographic test (ICT), rapid	Registered	

Please note this letter **does not** represent any form of accreditation, certification or approval by the UK Competent Authority.

If you stop placing devices on the market or if you are not complying with the Regulations, you should inform us so that we can amend our records. You should be aware that it is an offence to place on the market UKCA or CE marked devices that do not comply with the regulations.

Please inform us of the following chargeable changes:

- 1. company/organisation information e.g. name and address**
- 2. additional devices (GMDN code or term)**

Please also use the Devices Online Registration Database (DORS) to tell us of the following changes e.g. removal/discontinuation of a device (GMDN) or product from your registration record, change of contact person, telephone number and/or email address, for which payment of our statutory fee does not apply.

Please note that the name and address of manufacturer, UK Responsible Person or Authorised Representative (Northern Ireland only) and devices that have been registered will be published on our [Public Access Registration Database \(PAR\)](#).

The account number for your company/organisation is **0000018481**.

Yours sincerely,



Ngozi Onyeukwu
Device registrations service
Devices division
MHRA

荷兰注册证 Registration Certificate in Netherlands

CIBG
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag

Kingsmead Service B.V.
T.a.v. de heer Jeff
Zonnehof 36
2632 BE Nootdorp

Datum: 18 november 2021
Betreft: aanmelding In-vitro diagnostica

Geachte heer Jeff,

Op 1 november 2021 ontving ik uw notificatie krachtens artikel 4, eerste lid van het Nederlandse Besluit in-vitro diagnostica (BIVD) om onder de bedrijfsnaam Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd met Europees gemachtigde Kingsmead Service B.V. onderstaand product als in-vitro diagnosticum op de Europese markt te brengen.

Het product staat geregistreerd als in-vitro diagnosticum onder nummer:

**SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)
(geen merknaam) (NL-CA002-2021-62947)**

Hiermee heeft u voldaan aan uw verplichting op grond van artikel 4, BIVD.

In alle verdere correspondentie betreffende bovenvermeld product verzoek ik u dit nummer te vermelden. Aan dit nummer kunnen geen verdere rechten ontleend worden, het dient alleen om de notificatie administratief te vergemakkelijken.

De registratie van in-vitro diagnostica als medisch hulpmiddel op grond van de Classificatiecriteria (Bijlage II) bij Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek is onderhevig aan mogelijke revisies van Europese regelgeving inzake de classificatie van medische hulpmiddelen en aan voortschrijdend wetenschappelijk inzicht (zie artikel 10, eerste lid van Richtlijn 98/79/EG).

Farmatec

Bezoekadres:
Hoftoren
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 6161

<http://hulpmiddelen.farmatec.nl>

Inlichtingen via:

medische_hulpmiddelen@
minvws.nl

Ons kenmerk:

CIBG-20216547

Bijlagen

-

Uw aanvraag

1 november 2021

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief.*

Notificatie van in-vitro diagnostische medische hulpmiddelen impliceert dat de fabrikant, Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co.,Ltd de CE-conformiteitsmarkering heeft aangebracht op het desbetreffende product alvorens het in een EU-lidstaat in de handel te brengen. Zodoende garandeert Kingsmead Service B.V. dat het in-vitro diagnosticum voldoet aan de essentiële eisen zoals opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 98/79/EG (en in het daarmee corresponderende onderdeel 1 bij het besluit)

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat een in-vitro diagnosticum moet voldoen aan de eisen uit het BIVD. Het BIVD is gebaseerd op Richtlijn voor in-vitro diagnostiek, 98/79/EG. Met name wijzen wij u op de Nederlandse taaleisen zoals deze in Nederland geldt, de eisen voor het ter beschikking houden van de technische documentatie en de plicht tot het hebben van een Post Marketing Surveillance- en vigilantiesysteem.

Tot slot merk ik op dat met uw notificatie - de administratieve notificatie als fabrikant - en deze brief geen sprake is van een oordeel over de status of kwalificatie van uw product: notificering betekent niet dat daadwerkelijk sprake is van een in-vitro diagnosticum in de zin van de onderhavige wet- en regelgeving. In voorkomende gevallen kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde, een standpunt innemen over de status van een product, waarbij het volgens vaste jurisprudentie uiteindelijk aan de nationale rechter is om te bepalen of een product onder de definitie van in-vitro diagnosticum valt.


Let op:

de notificatie van uw 'IVD Algemeen' product vervalft per 26 mei 2022.

Valt uw IVD product onder een hogere risicoklasse (lijst A, B of zelftesten)? Dan mag uw product tot en met uiterlijk 25 mei 2025 op de markt blijven als IVD product.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

Afdelingshoofd
Farmatec



Dr. M.J. van de Velde

西班牙注册证 Spanish Registration Certificate

Registro de Responsables de Productos Sanitarios - RPS/2419/2021

Datos de la notificación

Datos de registro

Nº Registro: RPS/2419/2021 Fecha Registro: 22/11/2021

Datos del Responsable

Tipo de Responsable (*): Reg. Autonomía Tipo de entidad: Empresa
 CIF(*): B13318149 Nombre (*): CHC MEDICAL DEVICES & DRUGS S.L.
 Dirección(*): C/ HORACIO LENGU Nº 18
 Localidad (*): MALAGA
 Provincia(*): Málaga CP(*): 29018
 Teléfono(*): 95214094 fax:
 e-mail(*): info@comedicaldevices.com Web:

Datos del Fabricante

Nombre o Razón Social (*): Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.
 Dirección(*): D Building, National Biopark Industrial Park of Hamaifei, No.2 Sinhe Road
 Localidad (*): Gaoseng, Shenzhen, China
 País(*): República Popular China CP:
 Teléfono(*): +86 13012885770 Fax:
 e-mail(*): lvsw@lvbc.com Web:

Datos de Productos Comunicados

Estado(*): Primera Comunicación

Relación de Productos

Listado de Productos Sanitarios

Se encuentra una fila:

Nombre Comercial	Tipo de Producto	Estado del producto	Acción
SARS-CoV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT(COLLOIDAL GOLD)	Diagnóstico In Vitro	Primera Comunicación	

泰国白名单 Whitelist of Thailand

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen รูปแบบการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (Professional Use Only) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อผลิตภัณฑ์	ชื่อผู้นำเข้า	ชื่อผู้ผลิต	วันที่ได้รับอนุญาต (วัน/เดือน/ปี)	เลขที่ใบรับรองประเมินเทคโนโลยี
130	Virussee ® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้า VSLFA-01, VSLFA-20	บริษัท สรพศิริ เทรคตั้ง จำกัด	Genobio Pharmaceutical Co., Ltd. China	9/12/2564	T 6400558
131	Server Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based) รหัสสินค้า C8602CA	บริษัท ซาจูน จำกัด	Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd. China	9/12/2564	T 6400559
132	BD Kit for Rapid Detection of SARS-CoV-2 รหัสสินค้า 256091, 256113, 256114	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	BD Rapid Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd. China	9/12/2564	T 6400561
133	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	บริษัท แอปบี วิชั่นส์ จำกัด	Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd. China	13/12/2564	T 6400562


Order No.: OG 0117-2020

Ref No.: BS 0171-2020

Annex A - List of Devices

(Recital 29 of the Directive 98/79/EC on In Vitro Diagnostic Medical Devices)

#	Catalogue reference number	Commercial Name	Generic Device Term	Short description and intended use	GMDN/EDMS Code	Class
1	GF102B1	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit	SARS-CoV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)	SARS-CoV-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test Kit is used to quantitatively detect antigen of the novel coronavirus in nasal swab.	15.04.80.19	Others



CE 认证 CE certification



CERTIFICATE OF IVD NOTIFICATION

Ref. No.: BS 0171-2020

BELGIUM

Date: 19/11/2020

Order No.: OG 0117-2020

THIS IS TO CERTIFY THAT, ACCORDING TO THE COUNCIL DIRECTIVE 98/79/EC, OBELIS S.A. (O.E.A.R.C.) PERFORMED ALL NOTIFICATION DUTIES AND RESPONSIBILITIES AS THE EUROPEAN AUTHORIZED REPRESENTATIVE (EC REP) OF:

NAME: SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

ADDRESS: 101, 201, 301, D BUILDING, NO. 2 INDUSTRIAL AVENUE, BUXIN VILLAGE, BUXIN COMMUNITY, DAPENG SUBDISTRICT OFFICE, DAPENG NEW DISTRICT, SHENZHEN, 518120, CHINA

AS STIPULATED AND DEMANDED BY THE AFOREMENTIONED DIRECTIVE.

The Manufacturer declares that the IVD devices comply with the Directive including all essential requirements.

The Manufacturer has provided Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) with all the appropriate declarations according to the 98/79/EC Directive – article 10 requirements including the EC Declaration of Conformity confirming that his In-Vitro Diagnostics medical devices, as stipulated here above, are fulfilling the applicable requirements of the European Council Directive 98/79/EC

The notification of the following In-Vitro Diagnostic medical devices has been completed by Obelis s.a. (O.E.A.R.C.) on the 18/11/2020 in compliance with the European Council Directive 98/79/EC - article 10 requirements.

IN-VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES: PLEASE SEE ANNEX A - LIST OF DEVICES (1 PAGE, 1 DEVICE)

As of the 19/11/2020, and as long as the manufacturer will continue complying with the hereabove mentioned requirements* he therefore:

- Is required to affix the CE marking on these devices;
- Place these devices in the Territory of Belgium and/or the other EEA Member States (excluding territories not in alignment with Decision 2010/227/EU).


Obelis s.a. - O.E.A.R.C.
Registered Address:
Rue de la Woluwe 62/63
1200 Brussels
Belgium

Mr. G. Elkayam CEO

Obelis sa



Obelis European Authorized Representative Center is a member of the European Association of Authorized Representatives (E.A.A.R.), ISO 9001 : 2015 and ISO 13485 : 2016 certified in accordance to the profession of a European Authorized Representative.

* This is not a CE mark and is only provided as a template for informational purposes.

** This Certificate will be automatically void if the notification is rejected by the EU Authorities or upon termination of the EAR agreement.

Registered Address : Bcd. Général Wahnis 53-1090 Brussels | Registered Office Address: Bd Brand Whitlock 30, B-1200 Brussels - Belgium





Declaration of Conformity

According to annex III of the Council Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical device
We,

Company Name: Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.

*Address: 101, 201, 301, D Building, No. 2 Industrial Avenue, Buxin Village, Buxin Community,
Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen 518120 China*

Declare under our sole responsibility that the following in vitro diagnostic medical devices
other than those covered by annex II and devices for performance evaluation

List of Products:

1. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

Meet the provisions of the Council Directive 98/79/EC concerning medical devices which
apply to them.

Undersigned declares to fulfill the obligations imposed by Annex III section 2 to 5:

- availability of the technical documentation set in Annex III (section 3), allowing the assessment of conformity of the product with the requirements of the Directive.
- the manufacturer shall take necessary measures to ensure that the manufacturing process follows the principles of quality assurance as appropriate for the products manufactured (Annex III section 4).
- the manufacturer shall institute and keep up to date a systematic procedure to review experience gained from devices in the post-production phase and to implement appropriate means to apply any necessary corrective actions (Annex III section 5).

Conformity assessment was performed according to Article 9 (7) and Annex III, section 3.

Our current Quality System is formatted to international standards:

- ISO 9001: 2015

Corporate Contact Information

COMPANY NAME: Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.

COMPANY ADDRESS: 101, 201, 301, D Building, No. 2 Industrial Avenue, Buxin Village,

RESPONSIBLE PERSON'S name: Jiang Yongqing

Position: Vice General Manager

SIGNATURE : *Yongqing Jiang*

Date : 2020/11/09

Stamp



材料安全数据表 Material Safety Data Sheet



深圳市绿诗源生物技术有限公司
Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd

依据联合国 GHS 制度第八修订版编/According to UN GHS (the 8th revised edition)

材料安全数据表 Material Safety Data Sheet

产品名称:	新型冠状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）
Product Name:	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

编制/Written by: *Linda*
(Linda)

审核/Inspected by: *Jose*
(Jose)

批准/Approved by:



发布：中科检测认证服务（深圳）有限公司

ISSUED BY: ZHONGKE SERVICES OF TESTING (SHENZHEN) CO., LTD.


2022 年 01 月 印制 Jan. 2022 Print

编制日期：2022 年 01 月 05 日
Compilation Date: Jan. 05, 2022

修订日期：2022 年 01 月 05 日
Revision Date: Jan. 05, 2022

BETTER AG

General-Guisan-Str. 8
6300 Zug, Switzerland



Contact:

EN: + 353 1 513 75 11
CH: + 41 (0) 71 58 80 248
www.OdemShop.com
E-Mail: info@OdemShop.com